



## COLCHON GEMINIS 2 BARIATRIC EFFECT 10421



El colchón cuenta con cojines de aire de alta resistencia, que se ventilan para proporcionar una verdadera terapia de baja pérdida de aire. Esta terapia ayuda a mantener al paciente seco y cómodo, ya sea en alternancia o en modos estáticos de operación.

El colchón viene con una cubierta superior acolchada, que es impermeable, permeable al vapor y completamente lavable a máquina. El sistema incluye una unidad de control excepcionalmente silenciosa. La unidad es fácil de usar y se conecta fácilmente al estribo de la mayoría de los armazones de camas médicas estándar.

Colchón antiescaras de aire con presión alternante para el tratamiento y prevención de úlceras o escaras  
Sistema Geminis Effect 10421

Dimensiones (inflado): 202x120x26 cm

Alternancia: A/B

Estructura: 20 x 26 cm celda sobre celda

Material: Nylon/TPU

Baja pérdida de aire en el área del torso:  
Opcional

Válvulas CPR: Si

Color: Azul

Máxima capacidad de peso: 300Kg

Norma retardante de fuego: CA 117