

EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS MODELO DE PARED REF: 77710-71 ML

MARCA: WELCH ALLYN



EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS MODELO DE PARED
GREEN SERIES 777 CON ILUMINACIÓN LED REF:
77710-71ML MARCA "WELCH ALLYN" USA

-Ayuda a reducir los costos de su centro con un producto de consumo energético menor al Transformador de pared 767

-Ayuda a mejorar el flujo de trabajo y ahorrar energía con mangos de encendido/apagado automático

-Sin interruptores de encendido/apagado, lo cual reduce el contacto y ayuda a reducir el riesgo de contaminación cruzada



Oftalmoscopio con sistema optico normal de 3.5 V



Otoscopio Macroview



Bombillo luz LED

COMPUESTO POR

TRANSFORMADOR DE PARED, DE 3.5 V. REF: 77710	
Dos cordones en espiral, mangos y cable eléctrico a 110 v. 60z.	
OFTALMOSCOPIO REF: 11720	
Sistema óptico	Coaxial de 3.5 v.
Filtros	Polarizado lineal cruzado, libre de rojo, azul cobalto
Aperturas	15 combinaciones
Bombillo	04900 - LED
Óptica	Sellada
OTOSCOPIO LED MACROVIEW REF: 23810 DE 3,5. V.	
Enfoque	Ajustable, permite ajustar las longitudes y visualizar el canal auditivo sin lentes
Guía de enfoque	Si
Zoom	30% que brinda la posibilidad de observar con mayor detalle y claridad. Permite visualizar el doble que un otoscopio convencional
Puerto de insuflación	Si, para una otoscopia neumática mas efectiva
Espéculos	Eyectables, sanitarios y seguros
Bombillo	06500 - LED
Garantía	Bombillos LED 2 años