




COMBO CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA

CM - 052



- *Tendido en lámina cold rolled C. 22.*
- *Dividido en cuatro secciones, uno fijo y tres móviles,*
- *accionados por control de mando eléctrico.*
- *Cabecero y piecero en plástico inyectado ABS, desmontables para fácil limpieza.*
- *Guarniciones plásticas en las cuatro esquinas, para protección de la cama.*
- *Estructura resistente en tubo rectangular de 2X1" C.16.*
- *Barandas laterales reclinables en aluminio*
- *Atril porta suero cromado.*
- *Gancho soporte para bolsa de drenaje.*
- *Dos motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento.*
- *Módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.*
- *Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, pelvis.*
- *Dimensiones: Largo 2.00 m, Ancho 0.90 m, Alto 0.50 m.*
- *Con cuatro ruedas de 5" doble carril antibacterial, dos con freno.*
- *Capacidad de carga: 200kg – 250kg.*
- *Terminado en pintura electrostática en polvo.*

Densidad 26



Densidad 30

- Colchón Antiescaras Forro Tipo Clínico.
- Diseñado en espuma densidad 26 rosada y espuma troquelada antiescaras.
- Con forro Antifluído Tipo Clínico Añadido y Cremallera.
- medidas 90x190x15 cm.



- Fabricada con microfibras de silicona de alta calidad, esta almohada se adapta perfectamente a la forma de tu cabeza y cuello, proporcionando una sensación de suavidad y frescura sin igual.
- Medidas: 50 x 70cm