




## COMBO CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA

Con Cambio de Altura CM - 055



- Tendido en lámina cold rolled C. 22.
- Dividido en cuatro secciones, uno fijo y tres móviles, accionados por control de mando eléctrico.
- Cabecero y piecero en plástico inyectado ABS, desmontables para fácil limpieza.
- Guarniciones plásticas en las cuatro esquinas, para protección de la cama.
- - Estructura resistente en tubo rectangular de 2X1" C.16.
- Dos barandas laterales en aluminio que se acciona tipo pistola.
- Atril porta suero cromado.
- Gancho soporte para bolsa de drenaje.
- Tres motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento.
- Módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.
- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, pelvis, cambio de altura.
- Dimensiones: Largo 2.00 m, Ancho 0.90m
- Altura min: 0.45 m máx. 0.70 m.
- Con cuatro ruedas de 5" doble carril antibacterial con freno.
- Capacidad de carga: 200kg – 250kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo

Densidad 26



Densidad 30

- Colchón Antiescaras Forro Tipo Clínico.
- Diseñado en espuma densidad 26 rosada y espuma troquelada antiescaras.
- Con forro Antifluído Tipo Clínico Añadido y Cremallera.
- medidas 90x190x15 cm.



- Fabricada con microfibras de silicona de alta calidad, esta almohada se adapta perfectamente a la forma de tu cabeza y cuello, proporcionando una sensación de suavidad y frescura sin igual.
- Medidas: 50 x 70cm