




COMBO CAMA HOSPITALARIA MANUAL

Tres planos CM - 044



- Tendido en lámina cold rolled C. 22.
- Dividido en tres secciones, accionados por manivela.
- Estructura resistente en tubo rectangular de 2 X 1" C.16.
- Tubo redondo 1" 1/4 C.18 en cold rolled.
- Cabecero y piecero en barros de tubo redondo 5/8" C.18 en cold rolled.
- Barandas laterales abatibles en tubo redondo de 7/8" C.18.
- Atril porta suero cromado.
- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas.
- Dimensiones: Largo 2.00 m, Ancho 0.90 m, Alto 0.50 m.
- Cuatro ruedas de 3" doble carril antibacterial, dos con freno.
- Capacidad de carga: 200kg - 250kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.

Densidad 26



Densidad 30

- Colchón Antiescaras Forro Tipo Clínico.
- Diseñado en espuma densidad 26 rosada y espuma troquelada antiescaras.
- Con forro Antifluído Tipo Clínico Añadido y Cremallera.
- medidas 90x190x15 cm.



- Fabricada con microfibras de silicona de alta calidad, esta almohada se adapta perfectamente a la forma de tu cabeza y cuello, proporcionando una sensación de suavidad y fresca sin igual.
- Medidas: 50 x 70cm