




## COLCHÓN ANTIESCARAS

ANTIFLUIDO



Colchón clínico hospitalario diseñado para la prevención de escaras en pacientes con movilidad reducida o encamados por periodos prolongados. Su estructura en espuma troquelada favorece la distribución del peso corporal, reduce puntos de presión y mejora el confort del paciente. Incorpora forro antilíquido tipo clínico que protege el colchón y facilita la limpieza y desinfección.



### Dimensiones

- Largo: 190 cm
- Ancho: 90 cm
- Alto: 15 cm

### Características técnicas

- Tipo: Colchón antiescaras hospitalario
- Uso: Clínico / Hospitalario / Domiciliario
- Nivel de firmeza: Media
- Estructura interna:
  - Capa superior en espuma troquelada antiescaras (densidad 26)
  - Base en espuma rosada de alta resistencia (densidad 30)
- Material del forro:
  - Forro clínico antilíquido en Proquitech
  - Protege completamente el colchón
  - Fácil limpieza y mantenimiento
- Cierre: Cremallera perimetral
- Compatibilidad: Adaptable a camas hospitalarias estándar