




COMBO CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA

Cuatro planos y cambio de altura CM - 056



- Tendido en lámina cold rolled C22
- Altura: mínima 0,45 m – máxima 0,65 m
- Capacidad de carga: 200 kg – 250 kg
- Dimensiones: Largo 2,00 m – Ancho 0,90 m
- Terminada en pintura electrostática en polvo
- Dividida en cuatro secciones: una fija y tres movibles, accionadas por control eléctrico
- Cabecero y piecero en plástico inyectado ABS, desmontables para fácil limpieza
- Cuanrrnicones plásticas en las cuatro esquinas para protección de la cama
- Estructura resistente en tubo rectangular calibre 16
- Cuatro barandas laterales en plástico ABS con descenso neumático, guardan debajo de la cama
- Atril porta suero cromado
- Gancho soporte para bolsa de drenaje
- Tres motores de empuje máximo 6000 N, silenciosos y libres de mantenimiento
- Módulos eléctricos protegidos contra fluidos y derrames
- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión de rodillas, pelvis y cambio de altura
- Cuatro ruedas de 5" doble carril, antibacterial y con freno

Densidad 26



Densidad 30



- Colchón Antiescaras Forro Tipo Clínico
- Diseñado en espuma densidad 26 rosada y espuma troquelada antiescaras.
- Con forro Antifluído Tipo Clínico Añadido y Cremallera
- medidas 90x190x15 cm

- Fabricada con microfibras de silicona de alta calidad, esta almohada se adapta perfectamente a la forma de tu cabeza y cuello, proporcionando una sensación de suavidad y frescura sin igual.
- Medidas: 50 x 70cm