

# EasyPulse POC

Concentrador de Oxígeno



**COIMPORMEDICA**  
Comercializadora e Importadora de Equipos Médicos

Coimpormédica LTDA  
[www.coimpormedica.com](http://www.coimpormedica.com)  
@coimpormedica  
Bogotá D.C, Colombia

# EasyPulse POC

## Concentrador de Oxígeno

**Cuando coloca un POC de Precision Medical con un paciente, puede confiar en nuestro diseño duradero y probado para respaldar su negocio.**

Diseños livianos, duraderos y probados

Configuraciones de pulso de 3L y 5L utilizando tecnología VPSA

Con CMV, los pacientes reciben oxígeno terapéutico en el primer tercio de la inspiración

Operación simple con un solo toque

Totalmente funcional con alimentación de CA o CC

Aprobado por la FAA para su uso en aerolíneas comerciales

**Mochila opcional haciéndolo cómodo**

para que los pacientes lo usen todo el día

Mejor en la industria

5 años de garantía

cubriendo la cama del tamiz  
reemplazos

El costo más bajo de propiedad

Paquetes de baterías con hasta 9,4 horas con EasyPulse POC-5 y 11 horas para EasyPulse POC-3



## POC médicos de precisión

Los POC de Precision Medical pueden ayudar a su negocio al eliminar los altos costos recurrentes de las entregas y la carga de administrar los cilindros. Otros fabricantes usan sistemas básicos de presión únicamente, lo que provoca reemplazos frecuentes del lecho de tamices. Con nuestros POC confiables, puede esperar minimizar las llamadas de los pacientes y disfrutar de un menor costo de propiedad.

## Tecnología innovadora VPSA con CMV

Solo los POC de Precision Medical utilizan la tecnología de adsorción por cambio de presión al vacío, lo que garantiza que cada lecho de tamiz se regenere perfectamente en cada ciclo. Esto da como resultado lechos de tamiz limpios que producen oxígeno de alta pureza durante un largo período de tiempo.

Con el volumen minuto controlado (CMV), sus pacientes con oxígeno reciben oxígeno terapéutico en el primer tercio de la fase inspiratoria para lograr la máxima eficiencia, independientemente de la frecuencia respiratoria.

## Fácil de usar

Una operación de botón fácil de usar permite a los pacientes presionar un botón para iniciar su POC en la configuración de flujo prescrita. El diseño simple reduce las llamadas telefónicas y la resolución de problemas.

### Duración comprobada de la batería

Las baterías internas y externas se combinan para brindar hasta 11 horas\* de duración de la batería. Esta duración permite a los pacientes moverse con la confianza de que se cubrirán sus necesidades de oxígeno, tanto en casa como cuando viajan. La tecnología CMV garantiza que la duración de la batería se mantenga constante en todas las configuraciones de flujo.

## Diseño Reconocido con

### Vida útil más larga del producto

El diseño del producto EasyPulse POC es reconocido por los proveedores no solo en los EE. UU. sino en todo el mundo por ser el POC más confiable de su flota. Con la tasa de retorno más baja de cualquier POC, confíe en la compañía que ha sido líder en atención domiciliaria y atención respiratoria hospitalaria desde 1982.

\* Los tiempos de duración de la batería se basan en baterías nuevas completamente cargadas que se usan con el sistema EasyPulse POC. Los tiempos de duración de la batería disminuirán con la edad de la batería y las condiciones ambientales de funcionamiento.



## Información sobre pedidos

### Concentrador de oxígeno portátil EasyPulse

**3L:PM4130P •5L:PM4150P**

incluye: EasyPulse POC (3L o 5L) con fuentes de alimentación de CA y CC, cables, bolsa de transporte y cánula

### POC EasyPulse con mochila

**3L:PM4130PK •5L:PM4150PK**

incluye: EasyPulse POC (3L o 5L) con fuentes de alimentación de CA y CC, cables, mochila y cánula

### EasyPulse POC con batería externa

**3L:PM4130PEB •5L:PM4150PEB** incluye: EasyPulse POC (3L o 5L) con fuentes de alimentación de CA y CC, cables, bolsa de transporte, cánula y batería externa

### EasyPulse POC con mochila y batería externa

**3L:PM4130PEBK •5L:PM4150PEBK** incluye: EasyPulse POC (3L o 5L) con fuentes de alimentación de CA y CC, cables, mochila, cánula y batería externa

## Accesorios

Batería externa EasyPulse POC - 506760

Fuente de alimentación de CA EasyPulse POC - 506629

Cable de alimentación de CA EasyPulse POC - 506961

Cargador de coche CC EasyPulse POC - 506750

Bolsa de transporte EasyPulse POC

3L: 507947

5L: 506707

Mochila EasyPulse POC

3L: 508124

5L: 507303

Filtro POC EasyPulse (paquete de 10) - 505847-10

Filtro POC EasyPulse (paquete de 30) - 505847-30

Cánula - 504833

## Especificaciones del producto Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

	EasyPulse 3L (PM4130)	EasyPulse 5L (PM4150)
<b>Concentraciones de oxígeno</b>	Hasta el 95,5%	Hasta el 95,5%
<b>Nivel de sonido</b> (en el ajuste 2)	42 dBA	40 dBA
<b>Altura</b>	21,6 cm (8,5 pulgadas)	25,7 cm (10,1 pulgadas)
<b>Ancho</b>	16,5 cm (6,5 pulgadas)	16,5 cm (6,5 pulgadas)
<b>Profundidad</b>	4,5 pulgadas (11,4 cm)	4,5 pulgadas (11,4 cm)
<b>Peso</b> (con batería interna)	4,9 libras (2,22 kg)	6,6 libras (2,98 kg)
<b>Duración de la batería</b> (a cualquier ritmo de respiración)	Configuración 1: 5,5 horas Configuración 2: 3,8 horas Configuración 3: 2,8 horas	Configuración 1: 4,7 horas Configuración 2: 3,4 horas Configuración 3: 2,7 horas Configuración 4: 2,0 horas Configuración 5: 1,6 horas
<b>Duración de la batería con batería externa opcional</b>	hasta 11 horas	Hasta 9,4 horas
<b>Garantía</b>	5 años de garantía en el concentrador y camas de tamiz 1 año de garantía en la batería	5 años de garantía en el concentrador y camas de tamiz 1 año de garantía en la batería