

LÁMPARA CIELÍTICA TRILITE

LS 800 - 550



La Lámpara Cielítica Trilite LS 800-550 es un sistema de iluminación quirúrgica con tecnología LED, diseñado para proporcionar una iluminación intensa, uniforme y fría durante procedimientos médicos y quirúrgicos. Cuenta con un satélite de iluminación y un sistema óptico de doble refracción que favorece la distribución homogénea de la luz sobre el campo operatorio.

Características

- Tecnología de iluminación LED.
- Un satélite de iluminación.
- Intensidad luminosa de hasta 120.000 lux.
- Luz fría con baja emisión de calor.
- Sistema de doble refracción.
- Iluminación uniforme y homogénea.
- Temperatura de color ajustable.
- Control de intensidad de iluminación.
- Bajo consumo energético.
- Cada cabezal consume menos de 135 W.
- Vida útil aproximada de 50.000 horas.
- Menor necesidad de mantenimiento frente a sistemas de iluminación halógena.

Especificaciones

- Modelo: LS 800-550.
- Tipo: Lámpara cielítica quirúrgica.
- Fuente de iluminación: LED.
- Número de satélites: 1.
- Intensidad luminosa: 120.000 lux.
- Sistema óptico: Doble refracción.
- Temperatura de color: Ajustable.
- Consumo por cabezal: Menor de 135 W.
- Vida útil de los LED: Aproximadamente 50.000 horas.
- Alimentación eléctrica: Según configuración del equipo.

Procedimientos médicos que requieren iluminación intensa, fría y focalizada.

Aplicaciones