

LÁMPARA CIELÍTICA TRILITE

— LS 800 - 750 —



La Lámpara Cielítica Trilite LS 800-750 es un sistema de iluminación quirúrgica con tecnología LED, diseñado para proporcionar iluminación fría, uniforme y de alta intensidad durante procedimientos médicos y quirúrgicos. Está compuesta por dos satélites de iluminación con control digital independiente.

Características

- Tecnología de iluminación LED.
- Dos satélites de iluminación.
- Luminancia de 160.000 / 120.000 lux por satélite.
- Sistema de control digital independiente en cada satélite.
- Luz fría que reduce la emisión de calor sobre el campo quirúrgico.
- Iluminación uniforme y homogénea.
- Sistema de doble refracción para optimizar la distribución de la luz.
- Rotación de los satélites para facilitar el posicionamiento.
- Bajo consumo de energía.
- Vida útil aproximada de 50.000 horas.
- Cada cabezal consume menos de 135 W.

Especificaciones

- Modelo: LS 800-750.
- Tipo: Lámpara cielítica de cirugía.
- Fuente de iluminación: LED.
- Intensidad luminosa: 160.000 / 120.000 lux por satélite.
- Número de satélites: 2.
- Control: Digital independiente por satélite.
- Temperatura de color: Ajustable.
- Sistema óptico: Doble refracción.
- Consumo por cabezal: Menor de 135 W.
- Vida útil de los LED: Aproximadamente 50.000 horas.
- Alimentación eléctrica: Según configuración del equipo.