



CONCENTRADOR DE OXÍGENO

ESTACIONARIO **OxyPure**

- 1-5 lpm
- Diseño Robusto y Liviano
- Mantenimiento fácil y rápido
- Monitor de Oxígeno y desempeño
- Adecuado para la Mayoría de las prescripciones de Oxígeno



OxyPure

CONCENTRADOR DE OXÍGENO



Especificaciones

Flujo de Oxígeno
Método de entrega
Nivel de ruido (dBA)
Peso (Kg)
Medidas (LxAxA)
Longitud del cable
Pureza
Requerimientos eléctricos

Modelo: Oxypure ZY - 5BA

1 a 5 litros por minuto
Continuo
40 dBA
16 Kg
36 x 29 x 58 cm
2 m
93 +/- 3%
115V/60Hz