




ATRIL PORTA SUERO INOX

CM 002



- Fabricado en tubo redondo de 7/8 y 5/8 C. 18 en acero inoxidable ref. 304.
- Doble gancho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 de acero inoxidable ref. 304.
- Con perilla plástica de 1/4 para ajustar la altura entre 1.10 m a 2.10 m según la necesidad.
- Base de 4 patas en tubería redonda de 7/8 C. 18 en acero inoxidable ref. 304, con 4 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.
- Terminado en acero inoxidable ref. 304.