



## BIOMBO DE UN CUERPO

CM - 015

El biombo de un cuerpo CM - 015 es una solución práctica y funcional para garantizar la privacidad del paciente en entornos médicos como hospitales, clínicas y consultorios. Su estructura resistente y su diseño portátil facilitan su uso y desplazamiento en diferentes áreas.



### Especificaciones técnicas

Estructura: Tubo redondo de acero 7/8" calibre C18 (cold rolled)  
Acabado: Pintura electrostática de alta durabilidad  
Dimensiones:  
Alto: 1.60 m  
Largo: 0.68 m  
Cortina: Tela impermeable, lavable y antifluido  
Movilidad: 4 ruedas de 2" para fácil desplazamiento  
Color de cortina: Azul (puede variar según disponibilidad)

### Características Destacadas

- ☐ Fácil de limpiar y mantener
- ☐ Resistente a fluidos y uso continuo
- ☐ Diseño compacto y funcional
- ☐ Ideal para espacios reducidos
- ☐ Estructura estable y segura

### Entornos de uso



### Contenido del Producto

**1 Biombo** de un cuerpo  
**1 cortina** antifluida instalada  
**4 ruedas** instaladas

### Características Destacadas

- Mejora la privacidad del paciente
- Facilita la organización del espacio clínico
- Permite movilidad rápida entre áreas
- Reduce riesgos de contaminación gracias a su material lavable