



CAMA CUNA CLASIC DE LUJO

CM 031



- Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C. 18 acero cold rolled.
- Cabecero y piecero en melamínico de 15 mm con marco en tubo redondo de acero cold rolled 1" 1/4 C.18.
- Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina cold rolled C.22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"1 x 1 C.16 en cold rolled.
- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado y flexión rodillas; los movimientos se accionan por medio de manivela.
- 2 barandas tipo corral de funcionamiento telescópico con seguro, fabricada en tubo cuadrado 3/4" C. 18 con varilla redonda de 1/4, todo en acero cold rolled.
- Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C. 18, todo en acero inoxidable.
- Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura hasta el tendido 0.70 m.
- 4 ruedas de 3" con freno para asegurar después del desplazamiento.
- Capacidad de carga: 150kg - 200kg.
- Terminado en pintura electrostática.