

MESA DE CIRUGÍA

7000 SKB



La Mesa de Cirugía Dr. Max 7000 SKB es una mesa quirúrgica electrohidráulica fabricada en acero inoxidable, diseñada para procedimientos quirúrgicos generales y especializados. Su diseño permite diferentes posiciones quirúrgicas y desplazamiento longitudinal para facilitar el uso de equipos de arco en C.

Características

- Sistema electrohidráulico integrado.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Superficie radiotransparente para toma de RX.
- Movimiento longitudinal para uso con arco en C.
- Batería interna con hasta 100 accionamientos.
- Posicionamiento Trendelenburg y Trendelenburg inverso.
- Inclinación lateral.
- Cabecera y respaldo ajustables.
- Piñeras ajustables.
- Capacidad para pacientes de hasta 273 kg.

Especificaciones

- Tipo: Mesa de cirugía electrohidráulica.
- Longitud: 2.000 mm.
- Ancho con rieles laterales: 500 mm.
- Altura: 685-1.135 mm.
- Trendelenburg / inverso: 30° / 30°.
- Inclinación lateral: 20° / 20°.
- Flexión / deflexión: 220° / 100°.
- Movimiento longitudinal: 350 mm.
- Cabecera: 60° / 90°.
- Respaldo: 80° / 40°.
- Piñeras: 15° / 90°.
- Piñeras en posición horizontal: 0°-90°.
- Peso máximo del paciente: 273 kg.

Procedimientos quirúrgicos generales y especializados en quirófanos.