

MONITOR FETAL

F9 Express



Monitor fetal de la marca EDAN diseñado para la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, actividad uterina y movimiento fetal. Permite realizar seguimiento materno-fetal durante las etapas de parto, parto y posparto.

Características

- Pantalla LCD de 12 pulgadas.
- Visualización de ondas de FHR (frecuencia cardíaca fetal) y TOCO (actividad uterina).
- Detección automática del movimiento fetal.
- Monitorización fetal de embarazos gemelares.
- Transductor FHR de 12 cristales, resistente al agua.
- Monitorización materna de NIBP, ECG, temperatura y SpO₂.
- Impresora de alta resolución.
- Interfaz USB para transmisión de datos.
- Almacenamiento de tendencias y registros hasta por 24 horas.
- Batería recargable opcional con hasta 4 horas de funcionamiento continuo.

Especificaciones

- Frecuencia cardíaca fetal (FHR): 30-240 bpm (estándar americano) / 50-210 bpm (estándar internacional).
- Parámetros fetales: FHR, TOCO y movimiento fetal.
- Monitorización interna opcional: DECG e IUP.
- Estimulación fetal: opcional.
- Almacenamiento: hasta 24 horas.
- Pantalla: LCD de 12".
- Conectividad: USB.
- Impresión: impresora térmica de alta resolución.

Monitorización materno-fetal durante el parto, parto y posparto.