



Grabadora **Holter** SE-2003



Forma de onda a tiempo
Una batería dura hasta 7 días de monitoreo
Compatible con memoria SD
Detección de marcapasos

3
Canales
7 leads.

50g
Peso

Grabadora Holter SE-2003

Equipo digital, ligero y compacto.

Alcanza el grado de protección hasta IP27, con la intención de evitar daños esperados causados por el agua o el polvo, lo que maximiza la libertad de vida de los pacientes en su vida diaria, incluso en el momento de la ducha.

Características


3 canales de grabación digital.

- Pantalla con visualización de forma de onda en tiempo real.
- Diseño ligero y compacto solo: 50 g
- Nivel IP27 de prueba de agua y polvo.
- Detección de marcapasos.
- Frecuencias de muestreo ajustable.
- Compatible con el **SOFTWARE HOLTER SE-2003**.
- Fuente de alimentación: 1 batería alcalina AAA, Li/FeS2 o batería Ni-MH.
- Duración de la batería:
 - 48h (Tasa de muestra: 1024 Hz)
 - 168h (Tasa de muestra: 128 Hz)




Funciones avanzadas SOFTWARE HOLTER SE-2003


Motor de búsqueda y aprendizaje dinámico




Eficiencia en la clasificación de plantillas



Detección automática de segmentos AFIB




Análisis interactivo de HRV



SOFTWARE HOLTER SE-2003 (Opcional)



Histograma



Mapa de calor de superposición de formas de onda

