

Dr. MAX 7000SKB

Mesa electrohidráulica



Mesa de cirugía Dr. Max 7000 SKB

Sistema Electrohidráulico integrado.
Fabricada en acero inoxidable.
Para cirugías en general y aplicaciones específicas.
Hasta 100 Accionamientos con Batería interna.
Proporciona movimiento longitudinal para la toma de RX con arco en C.

Especificaciones Técnicas

Longitud de la mesa (incluyendo cabecera)	2.000mm
Ancho de la mesa (con rieles laterales)	500 mm (19.7")
Alto de la mesa (arriba/abajo)	685 - 1.135mm
Trendelenburg / Trendelenburg inverso	30°/30°
Inclinación Lateral (izq/der)	20°/20°
Flexión / Deflexión	220°/100°
Cabecera (arriba/abajo)	60°/90°
Espaldar (arriba/abajo)	80°/40°
Piernerias (arriba/abajo)	15°/90°
Piernerias (posicion horizontal)	0°-90°
Movimiento Longitudinal	350mm
Máximo peso de paciente	273Kg

Aplicaciones:

- Cirugía General
- Cardiovascular
- Oftalmológica, facial, plástica
- Neurocirugía, craneotomía
- Cirugía de riñón, vesicular
- Columna
- Urología
- Cirugía de hombro o de rodilla
- E.N.T

Alguna de estas aplicaciones solicitan accesorios adicionales.

