

# NOVEL 330T

Mesa manual.



Mesa de cirugía Novel 330T

Sistema hidráulico de elevación.  
Mesa Totalmente manual.  
Fabricada en acero inoxidable.  
Para cirugías en general.  
Fácil Operación.

## Especificaciones Técnicas

### SERIE 330T

La serie de mesas quirúrgicas móviles 330T son totalmente manuales operadas para la operación fácil y eficaz con el fin de facilitar el acceso a cualquiera de los equipos quirúrgicos o el arco en-C y garantizar la seguridad y comodidad del paciente.

Las mesas quirúrgicas son de accionamiento hidráulico de elevación y mecanismo de engranaje que funciona en todas las articulaciones a través del mando de control de posición de cabecera. Esto evita perder tiempo cuando se debe ajustar la mesa en cualquier procedimiento quirúrgico.

### Especificaciones:

Longitud de la mesa (incluyendo cabecera)	1.960 mm
Ancho de la mesa (con rieles laterales)	500 mm (19.7")
Alto de la mesa (arriba/abajo)	710-950 mm
Cabecera (arriba/abajo)	60°/90°
Espaldar (arriba/abajo)	90°/5°
Piernerar (arriba/abajo)	0°/90°
Piernerar (posición horizontal)	0°-90°
Trendelenburg / trendelenburg inverso	25° / 25°
Inclinación Lateral (izq/der)	20° / 20°
Flexión/deflexión	185° / 90°
Máximo peso de paciente	120 kg

### Manivela Izquierda:

Control de placa espaldar arriba / abajo y flexión / deflexión.

### Bloqueo de posicionamiento Vertical y horizontal

Para piernerar.

### Control de Rotación de la Mesa

Provee de rotación 360° para los procedimientos quirúrgicos ideal para facilitar el acceso y el espacio máximo para cualquiera de los equipos quirúrgicos o de la unidad de rayos X arco en C.

### Manivela derecha:

Control de Trendelenburg / Trendelenburg inverso e inclinación izquierda / derecha.

### Bloqueo Central Mecanismo de Piso:

Fácil, permite fijar la mesa en su lugar.

### Grandes Ruedas giratorias:

Proporcionar una excelente movilidad.

### Bomba de aceite pedal plegable:

Control de elevación y descenso de mesa.

