



# SXT-5A

- Alto vacío, alto flujo, buen rendimiento.
- Con control regulable de flujo.
- Posee protección de sobreflujo.
- Recipiente de secreciones de 1 Litro.
- Material plástico transparente.
- Desinfección del material del frasco:  
Sumersión en solución desinfectante.

## Especificaciones Técnicas

Maximo Vacio:	600mmHg
Rango de Vacio:	150mmHg - 600mmHg
Velocidad de Flujo:	22 L / Min.
Nivel de Ruido:	< ó igual a 60dB
Capacidad del recipiente:	1000mLtr.
Peso: Peso Neto:	4.0 Kg
Dimensiones:	21Cm x 14Cm x 30Cm.
Suministro de Poder:	AC 110 V +/- 10%, 60Hz
Potencia de Entrada:	110VA

### Accesorios Incluidos:

Recipiente de secreciones, filtro, manguera de succión, manual de usuario.