



CARRO DE PARO

5 CAJONES - CM 085



ESTRUCTURA

- Fabricado en lámina de acero cold rolled C.20, con tapa superior en acero inoxidable ref. 304 C.20.
- Protector superior aislante en acrílico.
- Manija en aluminio para facilitar transporte.
- 5 cajones para almacenamiento, los dos primeros con divisiones en ABS, todos con manijas en acero inoxidable para la apertura o cierre.
- Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.
- 4 ruedas de 4" con freno para asegurar después del desplazamiento.
- Dimensiones: Largo 0.80 m - Ancho 0.50 m - Altura 1.00 m.



FUNCIONAMIENTO

- Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior.
- Bandeja auxiliar abatible.



ACCESORIOS

- Tabla para masaje cardiorrespiratorio en madera ruteada y moldeada, y multitoma para conexión de equipos.
- Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable, con perilla ajustable para graduar altura.
- Soporte para bala de oxígeno, con correas de sujeción.