



## ESCALERILLA DE DOS PASOS INOX

CM - 120- ALF



- *Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18,*
- *todo en acero inoxidable.*
- *Pasos fabricados en alfajor de aluminio antideslizante.*
- *4 tapones plásticos de 7/8".*
- *Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.42 m.*
- *Terminado en acero inoxidable cal.304.*