



ESCALERILLA PINTADA DE UN PASO

CM 115 PP Polipropileno




Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero cold rolled.

Paso fabricado en polipropileno de alta densidad, anti óxido.

4 tapones plásticos de 7/8".

Dimensiones Largo 0.40m, Ancho 0.22 m, Altura 0.23 m.

Terminado en pintura electrostática.



Nota. El color del los pasos puede variar de según disponibilidad de materia prima, para la compra por favor verificar con su asesor.