



## ESCALERILLA DE TRES PASOS

ACERO INOXIDABLE CM-123-ALF



### Características

- Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero inoxidable.
- Pasos fabricados en alfajor de aluminio antideslizante.
- Refuerzo en tubo redondo de 7/8" de acero inoxidable C.18.
- Dimensiones: Largo 0.78 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.60 m.
- Terminado acero inoxidable Ref.304.