



MESA AUXILIAR KROM

CM-135



Mesa auxiliar hospitalaria fabricada en acero cromado, diseñada para el apoyo de instrumental, insumos médicos o material clínico en entornos hospitalarios y asistenciales. Su estructura robusta, doble bandeja y ruedas facilitan la organización y el desplazamiento seguro dentro de áreas clínicas.

Características técnicas

- Tipo: Mesa auxiliar hospitalaria
- Estructura:
 - Tubo redondo de 1" en acero C-18 cold rolled
- Bandejas:
 - Bandeja superior e inferior en lámina de acero brillante ref. 430
 - Con barandillas anticaída
- Movilidad:
 - 4 ruedas de 2" para fácil desplazamiento
- Acabado:
 - Terminación en acero cromado

Dimensiones

- Largo: 0,55 m
- Ancho: 0,43 m
- Altura: 0,80 m

Aplicaciones

- Hospitales
- Clínicas
- Consultorios médicos
- Áreas de enfermería y procedimientos