



## SILLÓN RECLINOMATIC

CM R130 / R030



Sillón reclinable hospitalario diseñado para brindar confort, seguridad y durabilidad en entornos clínicos y domiciliarios. Fabricado internamente con materiales resistentes y un sistema de reclinación manual de fácil operación, ideal para pacientes en procesos de descanso, recuperación o tratamientos prolongados.

### Características técnicas

- Estructura: Bastidores en madera quíntuples recubiertos en espuma.
- Tapizado: Cuero sintético de alta resistencia y fácil limpieza.
- Espaldar: Dividido en 2 secciones con costura repisada.
- Asiento: Con sistema de apoyapiés oculto y ecualizable.
- Brazos: Tapizados en cuero sintético negro con diseño radial.
- Sistema de reclinación:
  - Activación manual mediante manija lateral.
  - Herrajes internos troquelados para mayor durabilidad.
  - Rango de reclinación entre 90° y 165°.

### Capacidad y dimensiones

- Capacidad de peso: 120 a 150 kg
- Dimensiones:
  - Largo: 0.86 m
  - Ancho: 0.84 m
  - Alto: 1.09 m

### Uso recomendado

- Hospitales y clínicas
- Consultorios médicos
- Hogares geriátricos
- Uso domiciliario para pacientes en recuperación