



SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA


PARA ADULTO CM 5002



Usos: Indicada en personas con dificultad para mantener la posición bípeda y realizar la marcha. Facilita el traslado del paciente de un lugar a otro, mejorando su participación social, recreativa y ocupacional.

- *La pechera ajustable evita que el tronco se desplace hacia delante cuando el espaldar y el asiento están a 90°.
- *Evita la prolongación de curvaturas anormales en la columna como la escoliosis dorso lumbar, a través de los soportes ajustables en posiciones 1 y 2.
- *Apta para niños y adultos a partir de 12 años por su sistema ajustable de soportes de tronco.
- *Las Ruedas de 24" permiten la rehabilitación de los miembros superiores al realizar autopropulsión.
- *El tope abductor evita que el cuerpo del paciente se desplace hacia delante. Evita el patrón de tijera a través del tope abductor.
- *Asiento y espaldar ergonómico para brindar mayor confort.
- *Espaldar reclinable hasta 175° que brinda periodos de descanso y facilita procedimientos clínicos y terapéuticos.

Características



Manual de Usuario

Si incluye, Dirigido a distribuidores y usuarios, va dentro del empaque del dispositivo médico, describiendo el buen uso, Ensamblado, Consejos de seguridad, Mantenimiento, Precauciones y Plan de Ejercicios Físicos.

Garantía

1 Año sobre estructura en acero, No cubre Rodamiento, tapicería o mal uso del dispositivo medico