



SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR

EN ALUMINIO REF: KBE-9630L

Descripción:

Silla de ruedas estándar en aluminio con reposapiés, apoyabrazos y asas de empuje abatibles que, al plegarla, disminuyen el espacio ocupado, facilitando el transporte de la misma. Cuenta con frenos de cuidador que permite su uso como silla de transporte. Ideal para adultos mayores que pueden hacer autopropulsión de la silla y a la vez pueden requerir del cuidado de un tercero que los transporten.




Sistema de freno accionado por cuidador



Estructura en Aluminio



Apoya brazos abatible



Asas de empuje abatibles



Reposapiés abatibles



Doble función



Características:

- Altura total: 89 cm
- Ancho total: 59 cm
- Largo total: 96 cm
- Altura del espaldar: 39.5 cm
- Ancho del asiento: 46.5 cm
- Altura del asiento al piso: 47.5 cm
- Tamaño de la rueda trasera: 22" (incluyendo la coraza)
- Tamaño del aro de propulsión: 17.5"
- Material: Aluminio con asas de empuje en acero
- Peso máximo del usuario: 100 kg
- Material de la tapicería: Nylon
- Peso neto: 9,8 kg