

BALANZA DE PISO DIGITAL DE USO MÉDICO



Descripción del producto:

Referencia: MS6111

La Balanza Digital de Uso Médico tiene una estructura en acero, con sistema de encendido y apagado automático, display digital incorporado y capacidad de carga de 250 Kgs. Tiene pantalla LCD doble operada por usuario y médico. Tiene función ON/OFF, Tare, HOLD, BMI (Índice de Masa Corporal). Las medidas del dispositivo es de 345 x 350 x 45 mm y su peso es de 2.5 KGS.

*Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso