

## BALANZA ELECTRÓNICA ADULTO CON TALLÍMETRO



### Descripción del producto:

\*Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso

Referencia: MS4900

Especialmente diseñada para hospitales, clínica y consultorios médicos, capacidad de 300 Kgs, lectura en kilos o libras, división: menor a 150 kg. - 50 Grs mayor a 150 kg, 100/100 Grs, plataforma de piso antideslizante, y de excelente diseño, árbol metálico con soporte para el panel principal digital, indicador de masa corporal (bmi / imc), función tara a cero, panel principal con funciones soft touch, ideal para cargas extremas hasta 300 kilos, funciona con baterías AA o adaptador de corriente a 110 voltios, tallímetro de medición análogo de 60 hasta 200 cms, división 1 mm, display con números grandes y claros.