

CAMA MECÁNICA DE CUATRO PLANOS, C Y P EN PLÁSTICO

CÓDIGO. M-048



- Tendido en lámina cold rolled C. 22.
- Dividido en cuatro secciones, uno fijo y tres móviles, accionados por manivelas.
- Cabecero y piecero en plástico inyectado ABS, desmontables para fácil limpieza.
- Guarniciones plásticas en las cuatro esquinas, para protección de la cama.
- Estructura resistente en tubo rectangular de 2X1" C.16.
- Barandas laterales reclinables en aluminio
- Atril porta suero cromado.
- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, pelvis.
- Dimensiones: Largo 2.00 m, Ancho 0.90 m, Alto 0.50 m.
- Capacidad de carga: 200kg - 250kg.
- Con cuatro ruedas de 5" doble carril antibacterial, dos con freno.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.