



## CAMA MECÁNICA DE DOS PLANOS

CÓDIGO. M-043



- ⚙ Tendido en lámina cold rolled C. 22.
- ⚙ Dividido en dos secciones, uno móvil accionado manualmente.
- ⚙ Estructura resistente en tubo rectangular de 2X1" C.16.
- ⚙ Tubo redondo 1" 1/4 C.18 en cold rolled.
- ⚙ Cabecero y piecero en barrotes de tubo redondo 5/8" C.18 en cold rolled.
- ⚙ Barandas laterales abatibles en tubo redondo de 7/8" C.18.
- ⚙ Atril porta suero cromado.
- ⚙ Posiciones: horizontal, semifowler, fowler.
- ⚙ Dimensiones: Largo 2.00 m, Ancho 0.90 m, Alto 0.50 m.
- ⚙ Cuatro ruedas de 3" doble carril antibacterial, dos con freno.
- ⚙ Capacidad de carga: 200kg - 250kg.
- ⚙ Terminado en pintura electrostática en polvo.