

CAMA MECÁNICA DE TRES PLANOS, C Y P EN MELAMÍNICO

CÓDIGO. M-045



- ⚙️ Tendido en lámina cold rolled C. 22.
- ⚙️ Dividido en tres secciones, accionados por manivela.
- ⚙️ Estructura resistente en tubo rectangular de 2 X 1" C.16.
- ⚙️ Tubo redondo 1" 1/4 C.18 en cold rolled.
- ⚙️ Cabecero y piecero en melamínico de 15mm.
- ⚙️ Barandas laterales abatibles en tubo redondo de 7/8" C.18.
- ⚙️ Atril porta suero cromado.
- ⚙️ Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas.
- ⚙️ Dimensiones: Largo 2.00 m, Ancho 0.90 m, Alto 0.50 m.
- ⚙️ Cuatro ruedas de 3" doble carril antibacterial, dos con freno.
- ⚙️ Capacidad de carga: 200kg - 250kg.
- ⚙️ Terminado en pintura electrostática en polvo.