

ELEVA SANITARIOS CON BRAZOS

ES 5000



- Ayuda a evitar el dolor y la fuerza para sentarse ya que permite graduar la altura
 - Da mucha estabilidad gracias a sus apoyabrazos
- Es fácil realizar las transferencias porque los apoyabrazos son abatibles

Dimensiones caja master	47 cm x 27 cm x 44 cm
Cantidad por caja master	1 Unidad
Peso neto caja master	4,1 kg
Peso bruto caja master	4,6 kg
Material	<ul style="list-style-type: none">• Base principal, tapa y aro en Plástico.• Apoyabrazos en Acero, Pads en poliuretano (PU)• Soportes en Aluminio
Alto de la estructura	19 cm
Ancho del asiento	36 cm
Profundidad	38 cm
Ancho interno de la estructura	45 cm
Altura de los brazos	25 cm
Altura del suelo a la estructura	[43 cm; 47 cm; 51 cm] Basado en un sanitario con alto de 41 cm
Sistema de ajuste de brazos	Abatible
Profundidad de la estructura	45 cm
Ancho externo de la estructura	56 cm
Capacidad de peso	100 kg
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)