



SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR

CON LLANTA MACIZA



K BE1462 FF -M 23- D

Para quienes necesitan ayuda para movilizarse por un rato y busquen facilidad en su transporte y almacenamiento.

Ruedas delanteras	7,48 x 0,93" Rin estrella macizo color negro
Llantas traseras	22,7" x 0,95" Maciza grabada color negro y rin radiado.
Reposapiés	Fijos, (desarmables para el transporte mediante pin).
Profundidad del asiento	45,5 cm.
Estructura	Acero Martillado.
Estilo del respaldo	Fijo.
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	90 kg
Reposabrazos	Fijo.
Ancho total de la silla	64,5 c m
Ancho del asiento	50 c m
Altura del respaldo	43 c m
Altura del asiento al piso	48 c m
Registro Sanitario	2017D M-0017305