



SANITARIO PLEGABLE

CON RUEDAS ALUMINIO ANODIZADO



Descripción:

Fabricado en acero, este cómodo brinda estabilidad y seguridad al usuario. Este dispositivo facilita la realización de las rutinas de higiene en las personas con dificultades para el desplazamiento.



Independencia con el uso del sanitario



Ruedas con freno en la parte trasera



Respaldo en Nylon



Incluye recipiente y tapa



Estructura plegable



Capacidad de peso hasta 100 Kg



Altura ajustable en 2 posiciones

Características:

- EAN-13: 7709503826393
- Dimensiones caja master: 55 cm x 18,5 cm x 74 cm
- Cantidad por caja master: 1 Unidad
- Peso neto caja master : 7,9 kg
- Estructura: Acero pintado
- Tipo de apoyo: Ruedas macizas de 4"
- Material del respaldo: Nylon
- Partes del cómodo: Asiento, respaldo, balde, estructura principal
- Altura total: Mín. 99 cm - máx. 101,5 cm
- Ancho total: 54 cm
- Largo total: 55 cm
- Altura del asiento al piso: Mín. 52 cm - máx. 55 cm
- Tamaño del asiento: 43 cm x 43 cm
- Altura respaldo-asiento: 42 cm
- Capacidad de peso: 100 kg
- Altura del apoyabrazos: 22 cm
- Clasificación de riesgo : Clase I (riesgo bajo)