

CARRO DE PARO EN ABS IMPORTADO

País de Origen, Colombia



- Estructura de ABS de alto impacto, resistente a la corrosión .
- Superficie superior de plástico resistente y duro, con barandales protectores .
- Barandales fabricados en acero inoxidable .
- Dos cajones medianos y 3 cajones grandes, cada una de ellos con divisiones internas grandes y chicas para la colocación de medicamentos y otros .
- Manubrio para la transportación del carro .
- Bandeja para colocación de equipos (desfibrilador u otro equipo) .
- Porta sueros ajustable en acero inoxidable para sostener soluciones intravenosas .
- Bandeja auxiliar lateral plegable .
- Superficie para la preparación de soluciones .
- Con sistema de seguridad de cierre de las cajones .
- Peso bruto : 67kgs .
- Dimensiones 85 x 52 x 95 cm .
- Bandeja para la colocación de tanque de oxígeno chico .
- Tablero para reanimación cardio pulmonar .
- Con cajón lateral para expedientes .
- Protector contra golpes redondeado alrededor del carro .
- 4 ruedas con sistema de frenado, antiestáticas y giratorias .