

Concentrador Portátil Freestyle Comfort CAIRE

CAIRE Freestyle Comfort es la última incorporación de los concentradores de oxígeno portátiles portátiles con la mejor calificación de Chart.

El Freestyle Comfort pesa 5 libras y presenta un diseño ergonómico que se apoya naturalmente en las curvas de tu cuerpo, lo que hace que sea cómodo de usar cuando salgas de casa.

La unidad también cuenta con una operación simple de un solo toque con una interfaz de usuario en color, una batería de larga duración y utiliza la tecnología de detección de respiración sensible a UltraSense que asegura que el oxígeno se reciba cuando lo necesite.



- Dosis de pulso
- 5 libras
- Duración de la batería de 4 horas
- Incluye Freestyle Comfort, batería pequeña de 8 celdas, fuente de alimentación con cable de entrada de CA.

FreeStyle® Comfort®

La solución perfecta

Principales características y beneficios



Comodidad óptima

Permita a sus pacientes experimentar la comodidad del diseño de silueta curva en contacto con el cuerpo. El concentrador de oxígeno portátil FreeStyle Comfort es ligero y compacto.



Entrega inteligente de O2

Características clínicas únicas, que incluyen nuestras tecnologías autoSAT®, UltraSense®, autoDOSE y myCAIRE™, para garantizar que sus pacientes obtengan el oxígeno que necesitan, cuando lo necesitan.



Saturación adecuada de O2

Con 5 configuraciones y hasta 1050 ml de oxígeno por minuto, FreeStyle Comfort satisface una amplia gama de necesidades del paciente. La unidad proporciona hasta un 95 % de oxígeno puro para garantizar una saturación adecuada.



Calidad probada

Las características de diseño robusto, incluida la tecnología de tamices y los componentes críticos, permiten un mantenimiento mínimo y una larga vida útil del producto. CAIRE ofrece una de las mejores garantías disponibles en el mercado, con una garantía de 3 años que cubre tanto el dispositivo como los tamices.

Especificaciones

VELOCIDADES DE FLUJO

Dosis de pulso 1-5
Configuraciones de salida de O2 disponibles:
Configuración 1 - 210 ml/min
Configuración 2 - 420 ml/min
Configuración 3 - 630 ml/min
Configuración 4 - 840 ml/min
Configuración 5 - 1050 ml/min

DIMENSIONES

10,0 x 7,3 x 3,1 pulgadas
(25,4 x 18,5 x 7,9 cm)
Batería de 8 celdas

11,0 x 7,3 x 3,1 pulgadas
(27,9 x 18,5 x 7,9 cm)
Batería de 16 celdas

PESO

2,3 kg (5 libras)
Batería de 8 celdas

2,7 kg (6 libras)
Batería de 16 celdas

NIVEL SONORO

39,9 dB (A) en la Configuración 2

SENSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN

>-0,10 cm/H2O
(ajustable)

DURACIÓN DE LA BATERÍA

Batería de 8 celdas: hasta 8 horas

Batería de 16 celdas: hasta 16 horas

ENERGÍA

Corriente CA: 100-240 V CA, 50-60 Hz
Corriente CC: 11-18 V CC (10 amperios máx.)
Batería: Iones de litio

