

Lavamanos quirúrgico de pedal



Unidad de venta: unidad
uso: hospitales y/o clínicas, salas de procedimientos menores y consulta externa.

Especificaciones técnicas

- Fabricada en lámina de acero inoxidable ref.304 C.20 con salpicadero en la parte superior.
- Grifería cuello tipo cisne en tubo redondo de 1" de acero inoxidable ref.304 C.20.
- Accionamiento mecánico de pedal en la parte inferior del mueble.
- Manguera con acople para conexión directa.
- Dimensiones: Largo 0.60 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.90 m.
- Terminado en acero inoxidable ref.304.