




## DESCRIPCIÓN

Dispositivo médico no invasivo, con sistema automático digital fácil de usar, con un diseño compacto y pequeño, posee un compresor eléctrico para inflar el brazalete, con un visor de fácil lectura. Contiene un sistema integrado el cual dispone de memoria y reloj. A través del control de la presión arterial con un tensiómetro, la persona puede saber si sufre de hipotensión (presión baja) o hipertensión (presión alta). Este dispositivo en todo momento puede ser de gran ayuda para aquellas personas que necesitan controlar su tensión arterial con mucha frecuencia. Apto para personas que inician procesos de prevención en hipertensión.



**NOMBRE :**

TENSÍOMETRO  
DIGITAL DE  
BRAZO

**Modelo :**

AS-35H

Marca: ANTS  
CONFORTSENSE  
DM

**REGISTRO INVIMA:**

REGISTRO INVIMA 2021DM-0024133

## Accesorios

- \* Monitor
- \* Manual de usuario
- \* Estuche de almacenamiento
- \* Adaptador de corriente
- \* Incluye 4 pilas "AA"

## CARACTERÍSTICAS

- \* Pantalla grande
- \* Apagado automático.
- \* Indicador de batería baja
- \* Indicador de frecuencia cardiaca irregular
- \* Clasifica las tomas de tensión según la Organización Mundial de la Salud (OMS)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Método de medida	Oscilométrico	Memoria	1 memoria de 120
Rango de presión	30 A 280 mm Hg	Indicador de Fecha y Hora	hora - minuto
Rango de pulso	40 a 180 latido por minuto	Circunferencia del brazalete	23 - 33 cm
Precisión de la presión	± 3mmHg	Fuente de alimentación	4 pilas AA
Precisión del pulso	± 5%	Duración de batería	2 meses (3 tomas diarias)
Tipo de pantalla	Pantalla LCD	Presurización	Presurización automática
Dimensiones	15x11x7cm	Garantía	1 año
Peso	280 gramos		