

## CAMILLA DIVÁN PORTÁTIL CON ORIFICIO CÓDIGO. CM-112



- ⚙ Estructura fabricada en tubo rectangular de 2\*1" cold rolled.
- ⚙ Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1" cold rolled C.18.
- ⚙ Orificio facial. Portátil para fácil traslado.
- ⚙ Manija plástica.
- ⚙ Tapizado en tablex de alta resistencia.
- ⚙ Cordobán lavable y espuma de 5cm.
- ⚙ Opcional diferentes colores.
- ⚙ Refuerzo en platina cold rolled.
- ⚙ Ocho tapones plásticos de 1" externos.
- ⚙ Cuatro ruedas para facilitar el traslado.
- ⚙ Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m.
- ⚙ Capacidad de carga: 150kg - 200kg.
- ⚙ Terminado en pintura electrostática.

Camilla portátil