

CARRO PARA MEDICAMENTOS CÓDIGO. CM-090



- Protector en barandillas.
- Manijas en acero inoxidable.
- Alacena inferior de dos puertas.
- Dos cajones para almacenamiento.
- Terminado en pintura electrostática.
- Cada cajón con 20 compartimientos.
- Capacidad total de 40 compartimientos.
- Estructura fabricada en lámina de acero cold rolled C.22.
- Tubo redondo de 1" de acero cold rolled C.18.
- Tapa superior en acero inoxidable ref.304 C.20.
- Cuatro ruedas de 3" doble carril antibacterial, dos con freno.
- Dimensiones: Largo 0.65 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.90 m.