


CAMINADOR ROLLATOR

FY9650L



Características



Descripción

Caminador rollator rojo, estructura en aluminio, 4 ruedas de 6", altura graduable en manubrios, frenos de mano, asiento rígido acolchado (45 cm de ancho), canastilla, calapiés, plegable.

Usos y Beneficios

Al sentarse permite que la persona tome periodos de descanso, personas con inestabilidad en posición bípeda. Facilita la marcha y reeducación de la misma.

Manual de Usuario

Si incluye. Dirigido a distribuidores y usuarios, va dentro del empaque del dispositivo médico, describiendo el buen uso, ensamblado, consejos de seguridad, mantenimiento, precauciones y plan de ejercicios físicos.

Garantía

1 Año sobre estructura, no cubre rodamiento, tapicería y mal uso del dispositivo médico.

Reg. Sanitario: 2024DM-0028422

Ideal para personas con dificultades de estabilidad y movilidad que requieren apoyo durante la marcha y descansos ocasionales.

Ideal para: