

Lámpara Cuello de Cisne, STANDART.

REF: 206A

MARCA: KRAMER



Unidad de venta: unidad
uso: hospitales y/o clínicas, salas de
procedimientos menores y consulta externa.

Características

- La lámpara auxiliar cuello de cisne estándar destina para proporcionar iluminación y mejorar la visualización durante procedimientos menores tales como diagnóstico o exámenes generales, compuesta por una base sólida con contrapeso en hierro revestido de acero inoxidable, columna fija con protector cromado o con pintura electrostática, acople tipo rosca en aluminio para ajuste manual de altura, cuello flexible (cuello de cisne), cable eléctrico con clavija integrada para 110 voltios, con conector e interruptor.

Especificaciones técnicas

- Base triangular pintada
- Cuello flexible metálico de 54 cm de longitud, ajustable a la posición deseada.
- Alimentación eléctrica de ca 110 v - 60 hz
- Tolva de acero inoxidable