



# BASTÓN TIPO SERRUCHO



## Descripción:

El bastón tipo serrucho con empuñadura en plástico para la fácil utilización para personas diestras y zurdas, brindándoles comodidad acabados resistentes al desgaste de alta calidad. El bastón se ajusta a tu altura para brindarte mejor confort, gracias a la fácil graduación en altura por medio del pin, tiene tapón antideslizante para mayor seguridad durante su uso.

## Características:

- Tubo de aluminio ligero con acabado anodizado
- El tubo tiene un pasador de bloqueo de resorte para ajustar la altura del mango (10 niveles)
- La empuñadura tipo serrucho de polipropileno diseñada ergonómicamente
- La punta inferior está hecha de goma antideslizante.
- Puede soportar una capacidad de peso de 100Kg.