

## CAMA MECÁNICA DE CUATRO PLANOS CON CAMBIO DE ALTURA

CÓDIGO. M-050



- Tendido en lámina cold rolled C. 22.
- Dividido en cuatro secciones, uno fijo y tres movibles, accionados por manivelas.
- Cabecero y piecero en plástico inyectado ABS, desmontables para fácil limpieza.
- Guarniciones plásticas en las cuatro esquinas, para protección de la cama.
- Estructura resistente en tubo rectangular de 2X1" C.16.
- Barandas laterales en plástico ABS, con descenso neumático, y guardan debajo de la cama.
- Atril porta suero cromado.
- Gancho soporte para bolsa de drenaje.
- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, pelvis, cambio de altura.
- Dimensiones: Largo 2.00 m, Ancho 0.90 m
- Altura mín. 0.45-m máx. 0.65 m.
- Con cuatro ruedas de 5" doble carril antibacterial, dos con freno.
- Capacidad de carga: 200kg - 250kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.