

TERMÓMETRO INFRARROJO



OMASIS

No. modelo	HK 307
Método de medida	Sin contacto
Distancia efectiva	20mm - 50mm
Resolución	0.1 C
Operación	Modo cuerpo: 16 °C - 35 °C Humedad ≤ 85 %
Exactitud	± 0.2 °C
Memoria	Almacena 20 lecturas
Condiciones de almacenamiento	-20 °C - +50 °C Humedad ≤ 93 %
Apagado automatico	15 - 2S sin ninguna operación
Bateria	2 x 1.5V AAA
Tamaño	15,5cm x 4.0cm x 4.0cm
Peso neto	80gr(Sin bateria)
Estandares	EN 60335 EN 55014-1 EN55014-2 EN 60601-1:2006+A11:2011+A1:2013+A12:2014 EN 55011:2016+A1:2017, EN 60601-1-2:2017 EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 ROHS 10 EN 62321 FCC Part 15B Pro 65 GB4706.1 CMA J60335/J55014-1/-2

El HK 307 es fácil de usar y proporciona resultados en tan solo un segundo. Cuenta con una pantalla LED clara y fácil de leer, que muestra la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. Además, su diseño ergonómico y ligero lo hace cómodo de sostener y transportar.

Este termómetro infrarrojo es perfecto para una amplia variedad de aplicaciones, desde medir la temperatura corporal hasta la temperatura de los alimentos, el agua del baño o la temperatura ambiente de la habitación. Su precisión y fiabilidad lo hacen ideal para hogares, hospitales, escuelas y cualquier lugar donde se necesite tomar la temperatura de forma rápida y segura.