



KIT DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

REF GZ-10 LENZ



Equipo para diagnóstico clínico que permite la exploración visual del oído y del ojo mediante:

- Otoscopio: con fibra óptica para una visualización óptima del conducto auditivo y la membrana timpánica.
- Oftalmoscopio: sistema óptico con múltiples lentes para examinar estructuras internas del ojo.

Especificaciones Técnicas

Otoscopio

Tipo de iluminación:	Fibra óptica con luz LED
Bombilla:	Referencia &107 – 2.5 V, 0.7 Av
Intensidad de luz:	18.5 lúmenes
Aumento de la imagen:	x3
Espéculos incluidos:	4 tamaños (2.4 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm)
Alimentación:	2 baterías AA alcalinas

Oftalmoscopio

Tecnología de iluminación:	Halógena Xenón XHL
Bombilla:	Referencia 106 - 2.5 V, 0.7 A
Aperturas	5 tipos diferentes
Alimentación	2 baterías AA alcalinas

Beneficios clave

- Diseño atractivo y tamaño práctico.
- Permite diagnóstico visual del oído y del ojo en consulta general.
- Iluminación LED de alta duración (≈20,000 h).
- Campo visual optimizado para exploración clínica.
- Incluye accesorios completos para inicio inmediato

Contenido del producto

- Otoscopio
- Oftalmoscopio
- Estuche protector
- 8 puntas de repuesto (espéculos)
- Baterías AA
- Manual de uso y empaque

Colores

