



## CARRO PARA MEDICAMENTOS FULL CM 092



Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22, con tapa superior en acero inoxidable ref.304 C.20.

Manija plástica superior para transporte.

5 gavetas para almacenamiento, cada una con cinco compartimientos plásticos, para completar 30 módulos en polipropileno con subdivisiones.

Sistema de cierre único para todas las gavetas, ubicado en la parte superior.

Alacena inferior de dos puertas.

Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.

4 ruedas de 4" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones externas: Largo 0.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 1.10 m.

Terminado en pintura electrostática.