



COLCHONETA HEALTHCARE ARIES EFFECT 2500



- El Sistema Aries 2500 está ideado para la prevención, tratamiento y cuidado inmediato de pacientes con riesgo de padecer úlceras por presión.
- Diseñado para prevenir las llagas por presión dispersando la presión lejos de las protuberancias óseas a través de presiones alternas, utilizando un colchón de 130 celdas individuales inflables con sellado perfecto para máximo confort.
- Rápida y fácil instalación, compresor compacto y silencioso soporta hasta 110 kg de peso y está fabricado con PVC sanitario para una mayor durabilidad y fácil limpieza.
- Incorpora regulador en función del peso del paciente, para un mejor ajuste.
- A pacientes con bajo riesgo de padecer úlceras de presión se les recomienda usar el Sistema Aries 2500.